

トランスファーボード

お体の下に敷くだけで、ベッドからストレッチャーへ簡単に滑らせて移動可能
軽量で、柔軟な携帯用移乗ボード

搬送の
負担軽減

便利な
4つの
ポイント



ご使用方法

1



ボードを背中に挟み込む

2



ボードごと
身体を引き寄せる

手伝いがなくても移乗がスムーズにでき、
ワンオペ搬送がしやすくなります。

薄くて場所を取らないので、収納場所
にも困りません。

軽くて使い方も簡単なので、女性や
新人スタッフでも簡単に使いこなせます。

作業の負担を軽減し、怪我の防止になる
のでスタッフの安全管理に役立ちます。

サイズは3種類

ご注意

商品の製造、輸送の過程において、商品
の裏面に傷が入る場合がございます。
また、使用しているうちに擦り傷の跡が
入り目立つ場合もあります。
品質には問題ございませんので、何卒ご
理解賜りますようお願いいたします。

持ち運びに特化
コンパクト

[長さ]88.9cm [幅]50.8cm [厚さ]0.3cm
[重さ]1.1kg

使い勝手の良い
Mサイズ

[長さ]120cm [幅]50.8cm [厚さ]0.3cm
[重さ]1.5kg

全身をカバーできる
Lサイズ

[長さ]183cm [幅]50.8cm [厚さ]0.3cm
[重さ]2.5kg

※実際の商品は、画像と多少異なる場合がございますのでご了承ください。



感動と感謝を結ぶ50年。

株式会社 **キタジマ**

株式会社キタジマは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



<https://www.kitajima-co.com/>

2024.10

本社：0776-54-0218 関東：0776-54-0218
札幌：011-814-0050 岡山：086-420-1002
仙台：022-746-8187 福岡：092-504-5525